


TILENE®




タイレーン メッシュ

鼠径ヘルニア修復用チタンコーティングメッシュ

生体適合性

患者様の術後QOL向上に貢献することを期待して、従来のポリプロピレンにチタンをコーティングしました。




軽量化

ライトウェイト(35g/m²)に加え、エクストラライトウェイト(16g/m²)もご用意しました。

製品表


製品名:タイレーン メッシュ(099 繊維布 (2) ヘルニア ①一般)

製品番号	サイズ (a×b)	繊維重量	販売単位
6000843	10 cm × 15 cm	エクストラライト (16g/m ²)	1箱(3枚入)
6000844		ライト (35g/m ²)	1箱(3枚入)
★6000845		ストロング (65g/m ²)	1箱(3枚入)



製品名:タイレーン プラグ セット(099 繊維布 (2) ヘルニア ②形状付加型)

製品番号	サイズ (φ)	オンレイ	販売単位
★6000855	スモール (5cm)	ライト(35g/m ²) a=4.5cm b=9.0cm c=1.0cm	1箱(2セット入)
6000856	ミディアム (7cm)		1箱(2セット入)
6000857	ラージ (9cm)		1箱(2セット入)



- * ★印のついた商品は受注製品のため、お手数ですが事前にお問い合わせください。
- * 単回使用(エチレンオキサイドガス滅菌)
- * ご使用前に必ず添付文書をお読みください。

医療機器製造販売承認番号：22200BZX00830000

■製造元

pfm medical titanium gmbh ドイツ

■製造販売元

 株式会社メディカルリーダーズ
第一種医療機器製造販売業許可番号:13B1X00172

本社・東京営業所

〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル5F
TEL：03-5803-9271 FAX：03-5803-9275
<http://www.leaders.co.jp>

- ◆札幌営業所 TEL:011-708-6681
北海道札幌市北区北7条西4-4-3 札幌クレストビル703号
- ◆仙台営業所 TEL:022-748-7035
宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31 山口ビル904
- ◆名古屋営業所 TEL:052-739-5311
愛知県名古屋市名東区上社2-203 本郷ビルディング3C号室
- ◆大阪営業所 TEL:06-6100-1785
大阪府大阪市淀川区西中島7-12-23 ホーククレセント第1ビル6F
- ◆広島営業所 TEL:082-236-1590
広島県広島市東区光町1-12-20 もみじ広島光町ビル3F
- ◆福岡営業所 TEL:092-483-6791
福岡県福岡市博多区博多駅前2-11-16 第2大西ビル3F